



## امیران نگار طب

# هیرا

## فانتوم بزرگ اعتبارسنجی MRI

○ صحت هندسی

○ موقعیت و ضخامت اسلایس

○ فاصله بین اسلایسی

○ آشکارسازی در کنتراست پایین

○ رزولوشن مکانی


○ نسبت سیگنال به نویز

○ یکنواختی تصویر

○ بررسی آرتیفکت



اسلایس ۱  
رزولوشن، ضخامت اسلایس



اسلایس ۵  
صحت هندسی



اسلایس ۱۱  
آشکارسازی کنتراست پایین،  
موقعیت اسلایس



www.HiraMed.ir



۰۲۱-۶۶۴۷۸۲۹۸  
۰۹۳۵-۴۸۵۱۳۵۴



HiraMedService@gmail.com

تهران، خ انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه شهید بالاور، مدیریت فناوری و نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طبقه همکف، شرکت امیران نگار طب